

L20T ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR DUPLA ILUMINAÇÃO LED

BIOPTIKA

ESTEREOMICROSCÓPIOS TRINOCULARES



CONFORTO

ALÇA NO CORPO DO MICROSCÓPIO PROPORCIONANDO UM TRANSPORTE SEGURO.

SISTEMA ÓPTICO

SISTEMA COM ZOOM DE 1X A 4,5X PROPORCIONANDO OBSERVAÇÃO DE DIVERSAS AMOSTRAS.

DESIGN

DESIGN ERGONÔMICO COM AJUSTES PRECISOS QUE FACILITAM A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

ILUMINAÇÃO LED

SISTEMA COM DUPLA ILUMINAÇÃO DE LED PROPORCIONANDO ALTO BRILHO E LONGA DURABILIDADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA ÓPTICO

OCULARES

OBJETIVAS

AUMENTO MÁXIMO

SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

OPCIONAIS

SISTEMA COM ZOOM DE 0,7X A 4,5X PROPORCIONANDO OBSERVAÇÃO DE DIVERSAS AMOSTRAS.

TRINOCULAR CAMPO AMPLO 20MM INCLINAÇÃO 45°

0,7X – 4,5X (RATIO 1:6,4)

180X (COM ACESSÓRIOS)

MANUAL COM DUPLO COMANDO LATERAL

DUPLO-ILUMINADOR LED COM LENTE SMARTLED COM AJUSTE DE INTENSIDADE.

BIVOLT AUTOMÁTICO 85 - 240V.

ILUMINADORES LED E FIBRA ÓPTICA, LENTES AUXILIARES, OCULARES E OUTROS

