

# L60 ESTEREOMICROSCÓPIO PROFISSIONAL BINOCULAR LED

**BIOPTIKA**  
ESTEREOMICROSCÓPIOS BINOCULARES



## SISTEMAS DE IMAGEM

OPÇÃO PARA COMPATIBILIDADE COM CÂMERAS POSSIBILITANDO GRAVAÇÃO DE IMAGENS.

## SISTEMA ÓPTICO

SISTEMA COM ZOOM DE 0,8X A 5X PROPORCIONANDO AMPLA GAMA DE OBSERVAÇÃO

## ILUMINAÇÃO LED

SISTEMA COM DUPLA ILUMINAÇÃO DE LED PROPORCIONANDO ALTO BRILHO E LONGA DURABILIDADE

## USO

BASE AMPLA E ESTÁVEL PARA ANÁLISES DE DIVERSOS TAMANHOS DE AMOSTRAS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### SISTEMA ÓPTICO

OCULARES

OBJETIVAS

AUMENTO MÁXIMO

SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

OPCIONAIS

SISTEMA COM ZOOM DE 0,8X A 5X PROPORCIONANDO AMPLA GAMA DE OBSERVAÇÃO

BINOCULAR CAMPO AMPLO 22MM INCLINAÇÃO 45°

0,8X - 5X (RATIO 1:5.0)

200X (COM ACESSÓRIOS)

MANUAL COM DUPLO COMANDO LATERAL

DUPLO-ILUMINADOR LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE.

BIVOLT AUTOMÁTICO 85 - 240V.

ILUMINADORES LED E FIBRA ÓPTICA, LENTES AUXILIARES, OCULARES E OUTROS

